

大人の自由時間

会員用サイト ご利用マニュアル

目次

1. はじめに.....	3
1 会員用サイトとは	4
概要	4
本書の読み方	4
著作権・商標について	4
ご注意	4
2 ご利用の準備	5
携帯電話・スマートフォンでのメール受信について.....	5
サイトへのアクセス方法.....	5
2. 見守り機能.....	6
1 ログイン	7
2 トップ画面	8
見守り対象の切替	9
3 安否確認	11
安否情報回答一覧	11
タブレット利用状況確認.....	13
4 薬の時間	15
服用一覧	15
服用入力	17
5 血圧	18
血圧グラフ	18
血圧一覧	20
血圧入力	22
6 体重	23
体重グラフ	23
体重一覧	25
体重入力	27
7 歩数	28
歩数グラフ	28
歩数一覧	30
歩数入力	32
8 アラート履歴（新着異常）	33
アラート履歴一覧	33
アラート履歴詳細	35
3. 設定機能.....	37
1 見守り条件設定	38
見守り条件一覧	38
登録（新規／編集）	40

2	アドレス帳	42
	アドレス帳選択	42
	登録（新規／編集）	44
3	アラート条件設定	46
	アラート条件一覧	46
	登録（新規登録／編集）	48
4	メール宛先設定	52
	対象者選択	52
	登録	54
5	TV電話の宛先設定	55
	対象者選択	55
	登録	57
6	利用者情報パスワード変更	58
	編集	58
4.	付録	60
	1 こんなときは	61

1. はじめに

このたびは、シニア向け在宅サービス「大人の自由時間」をご利用いただき、まことにありがとうございます。

サービスご利用の前に、各製品に付属している取扱説明書の「免責事項」および「安全上の注意」を必ずお読みいただき、正しく安全にお使いください。また、「シニア向け在宅サービスおよび機器購入申込書」に記載の注意事項・利用規約もあわせてお読みください。

1 会員用サイトとは

シニア向け在宅サービス「大人の自由時間」は、シニアの方が日々の生活をいきいきと過ごせるようにサポートを行うサービスです。

サービスのご利用にあたっては、使用する機器に付属の説明書をよくお読みください。

概要

会員用サイトでは、お手持ちのPC、スマートフォンなどから会員の日々の活動を確認することができます。以下の機能を提供しています。

- ・会員（見守られる側）ごとの健康状況の確認
- ・会員（見守られる側）ごとの服用状況の確認
- ・見守り条件による、会員（見守られる側）の異常情報のお知らせ
- ・各種見守り条件・アラート条件の設定
- ・メールやTV電話の宛先・アドレス帳の登録

会員用サイトは、本サービスで提供するタブレット端末の設定機能からログインすることもできます。詳しくは、「大人の自由時間 ご利用マニュアル」をあわせてご覧ください。

本書の読み方

- ・画面に表示されている選択項目やボタン名は〔 〕で囲んでいます。
- ・本書で使用している画面は一例です。お使いの携帯端末により、実際の画面と異なる場合があります。
- ・本書は「見守り会員」が使用する前提で記述しています。「会員（見守られる側）」が使用される場合も基本の操作は同じです。画面や操作が大きく異なる部分については両方の画面・操作を併記しています。

著作権・商標について

- ・「大人の自由時間」は、東芝ソリューション株式会社の登録商標です。
- ・「REGZA」「レグザ」「REGZA Tablet」は、株式会社東芝の商標または登録商標です。
- ・Gmailは、Google Inc.の商標または登録商標です。
- ・Twitter™の名称およびそのロゴ、Twitter™の「T」ロゴ、Twitter™の青い鳥は、米国およびその他の国におけるTwitter, Inc.の商標です。
- ・その他、本書に掲載の商品の名称やロゴは、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

ご注意

次のことをご了承ください。

- ・本書の内容については予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期しておりますが、万一不可解な点や誤り、お気づきの点がございましたら、巻末に記載の「ヘルスケアサービス受付窓口」までご一報くださいますようお願いいたします。
- ・本サービスを運用した結果の影響については、上記2項にかかわらず責任を負いかねます。
- ・会員用サイトの画面表示や仕様は、改良のため予告無く変更することがあります。

2 ご利用の準備

会員用サイトのご利用前に、以下の準備が必要です。

携帯電話・スマートフォンでのメール受信について

見守り会員には、あらかじめ登録された条件で、見守り情報がメールで送られてきます（アラートメール）。

携帯電話・スマートフォンでメールを受け取られる場合は、あらかじめ迷惑メール設定で次のアドレスを「受信可」の状態にしてください。

@t2.eiplaza.com

※設定方法はご利用の機器、携帯電話各社の方式により異なります。

サイトへのアクセス方法

会員用サイトにアクセスすると、ログイン画面が表示されます。

サイトへのアクセスは、以下の URL から行ってください。

<https://act.life.t2.eiplaza.com/activelife/jsp/WebLogin.jsp>

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

東芝ソリューション株式会社

お問い合わせ

シニア向け在宅サービス

お客様ID

パスワード

お客様IDをお忘れになった方は [こちらからお問合せください](#)
 パスワードをお忘れになった方は [こちらからお問合せください](#)

Copyright (C) Toshiba Solutions Corporation 2013-2014, All Rights Reserved.

[東芝ソリューション トップページ](#) | [個人情報保護方針](#)

2. 見守り機能

会員（見守られる側）が登録する体調や服用の状況などを、見守り会員（見守り側）が確認する機能について説明します。

1 ログイン

お客様 ID とパスワードを入力して、会員用サイトにログインします。

お客様 ID とパスワードは以下のメールまたは書面で確認できます。

- ・入会時に配信されたメール「【シニア向け在宅サービス】入会手続き完了のお知らせ」
- ・本サービス用にお買い上げいただいたレグザタブレットに同梱の「**大人の自由時間** 設定情報通知書」

1 お客様 ID とパスワードを入力し、[ログイン] を選択する

TOSHIBA Leading Innovation >>> 東芝ソリューション株式会社 お問い合わせ

シニア向け在宅サービス

お客様ID

パスワード

ログイン

お客様IDをお忘れになった方は [こちらからお問合せください](#)
 パスワードをお忘れになった方は [こちらからお問合せください](#)

Copyright (C) Toshiba Solutions Corporation 2013-2014, All Rights Reserved.
[東芝ソリューション トップページ](#) | [個人情報保護方針](#)

ログインに成功すると、トップ画面が表示されます。

メモ

- ・複数の見守り対象者（見守られ者）を登録している場合は、ログイン後、見守られ者選択画面が表示されます。この画面で対象者を選択すると、トップ画面が表示されます。見守られ者選択画面は、P.9 「見守り対象の切替」を参照してください。

2 トップ画面

トップ画面では、会員（見守られる側）の体調や服用状況などを確認できます。

メモ

・お使いの PC やスマートフォンなどの環境によって、画面のスクロールが必要になる場合があります。

TOSHIBA Leading Innovation >>> 東芝ソリューション株式会社

1 芝浦次郎 様 ご利用いただきありがとうございます。 見守られ者 芝浦太郎 様 変更

2014年3月11日9時36分 在宅中 最新情報に更新

5 サービス会社からのお知らせ

安否	元気です	2月17日13時30分	詳細情報
次の薬の服用時間	昼食後	3月11日13時20分	詳細情報
最新の血圧	155/90(60)	2月25日16時3分	詳細情報
体重	88.2kg	2月20日9時26分	詳細情報
最新の歩数	9876歩	2月25日15時57分	詳細情報
新着異常	未読あり	2月25日16時3分	詳細情報

基本機能

- 安否確認
 - 安否確認回答一覧
 - タブレット利用状況確認
- 薬の時間
 - 服用一覧
 - 服用入力
- 血圧
 - 血圧グラフ
 - 血圧一覧
 - 血圧入力
- 体重
 - 体重グラフ
 - 体重一覧
 - 体重入力
- 歩数
 - 歩数グラフ
 - 歩数一覧
 - 歩数入力
- アラート履歴
 - アラート履歴一覧
 - アラート履歴詳細
- 設定
 - 見守り条件設定
 - アドレス帳
 - アラート条件設定
 - メール宛先設定
 - TV電話宛先設定
 - 利用者情報パスワード変更

7 ログアウト

Copyright (C) Toshiba Solutions Corporation 2013-2014, All Rights Reserved.

- 1 **ログインユーザー名**
ログインしている見守り会員のニックネームが表示されます。
- 2 **見守られ者**
会員（見守られる側）のニックネームが表示されます。複数の会員の状況を見守っている場合は、[変更]を選択して、見守り対象の会員を切り替えることができます（次ページ参照）。
- 3 **在宅状況（会員）**
会員（見守られる側）の在宅状況が表示されます。「在宅中」または「外出中」と表示されます。
- 4 **体調・服用状況**
会員の体調、服用の最新情報が表示されます。それぞれの情報の詳細は、[詳細情報]を選択して確認できます。
また、[最新情報に更新]を選択すると、情報が更新されます。
- 5 **サービス会社からのお知らせ**
サービス会社からの各種お知らせが表示されます。

6 基本機能

体調や服用情報の確認・入力、各種設定の機能が表示されます。
各機能の画面では、基本機能メニューは画面右側に表示されます。

7 ログアウト

選択すると、サービスからログアウトします。

見守り対象の切替

複数の会員の状況を見守っている場合、トップ画面で見守り対象の会員を切り替えて状況確認を行います。

1 「変更」を選択する

会員ニックネーム横の「変更」を選択します。

The screenshot displays the Toshiba Solutions Corporation user interface. At the top, the company logo and name are visible. Below the header, there is a navigation bar with the user's name '芝浦次郎' and a '変更' (Change) button highlighted with a red box. The main content area shows a list of health and activity data for the selected user, including status (元気です), medication time (昼食後), blood pressure (155/90(60)), weight (88.2kg), steps (9876), and new abnormalities (未読あり). Each data point has a corresponding '詳細情報' (Detailed Information) button. On the right side, there is a 'サービス会社からのお知らせ' (Notice from the service company) section. At the bottom, there is a '基本機能' (Basic Functions) section with icons for various features like '安否確認' (Status Confirmation), '体重' (Weight), '歩数' (Steps), 'アラート履歴' (Alert History), '薬の時間' (Medication Time), '設定' (Settings), '見守り条件設定' (Monitoring Condition Settings), 'アドレス帳' (Address Book), 'アラート条件設定' (Alert Condition Settings), 'メール宛先設定' (Email Destination Settings), 'TV電話宛先設定' (TV Phone Destination Settings), and '利用者情報パスワード変更' (Change User Information Password). A 'ログアウト' (Logout) button is located at the bottom right.

見守られ者選択画面が表示されます。

2 見守り対象の会員を選択し、[次へ]を選択する

TOSHIBA Leading Innovation >>> 東芝ソリューション株式会社 お問い合わせ

シニア向け在宅サービス

見守られ者選択

見守られ者を選択して下さい。

☒	芝浦太郎
☐	芝浦花子

次へ

Copyright (C) Toshiba Solutions Corporation 2013-2014, All Rights Reserved.

[東芝ソリューショントップページ](#) | [個人情報保護方針](#)

確認メッセージが表示されます。

3 [OK] を選択する
トップ画面に戻ります。

3 安否確認

会員（見守られる側）による安否確認への回答とタブレットの利用状況から、会員の様子を確認できます。

安否情報回答一覧

安否確認情報には、会員（見守られる側）が定時の安否確認に回答した内容が表示されます。
 「詳細情報」または「基本機能」の「安否情報回答一覧」から詳しい情報を見ることができます。

- 1 トップ画面の「安否」→「詳細情報」または「基本機能」→「安否確認回答一覧」を選択する

TOSHIBA 東芝ソリューション株式会社
 Leading Innovation >>>

芝浦次郎 様 ご利用いただきありがとうございます。 見守られ者 芝浦太郎 様 変更

2014年3月11日9時36分 在宅中 最新情報に更新

サービス会社からのお知らせ

項目	内容	日時	操作
安否	元気です	2月17日13時30分	詳細情報
次の薬の服用時間	昼食後	3月11日13時20分	詳細情報
最新の血圧	155/90(60)	2月25日16時3分	詳細情報
体重	88.2kg	2月20日9時26分	詳細情報
最新の歩数	9876歩	2月25日15時57分	詳細情報
新着異常	未読あり	2月25日16時3分	詳細情報

基本機能

- 安否確認
 - 安否確認回答一覧
 - タブレット利用状況確認
- 体重
 - 体重グラフ
 - 体重一覧
 - 体重入力
- 歩数
 - 歩数グラフ
 - 歩数一覧
 - 歩数入力
- アラート履歴
 - アラート履歴一覧
 - アラート履歴詳細
- 設定
 - 見守り条件設定
 - アドレス帳
 - アラート条件設定
 - メール宛先設定
 - ＩＶ電話宛先設定
 - 利用者情報パスワード変更
- 薬の時間
 - 服用一覧
 - 服用入力
- 血圧
 - 血圧グラフ
 - 血圧一覧
 - 血圧入力

ログアウト

Copyright (C) Toshiba Solutions Corporation 2013-2014, All Rights Reserved.

安否確認履歴画面が表示されます。

2 一覧で情報を確認する

当月分の履歴が一覧表示されます。前月分、次月分に移動して確認できます。

The screenshot shows the Toshiba monitoring system interface. At the top, there's a header with the Toshiba logo and the company name '東芝ソリューション株式会社'. Below this, a navigation bar shows the user's name '芝浦次郎' and a '変更' (Change) button. The main content area displays the path 'トップ > 安否確認 > 履歴' and the date '2014年3月11日11時50分' with a status '😊 まあまあです'. A table shows the history for March 2014, with columns for '確認日' (Check Date) and '安否確認' (Status Confirmation). The table has one entry for '3月11日' at '11:50' with the status '😊 まあまあです'. Navigation buttons for '前月' (Previous Month) and '次月' (Next Month) are present. On the right, a sidebar titled '基本機能' (Basic Functions) lists various monitoring features like '安否確認' (Status Confirmation), '歩数' (Steps), '体重' (Weight), and 'アラート履歴' (Alert History).

確認日	安否確認	
3月11日	11:50 😊 まあまあです	編集



- ・会員用サイトからの編集機能は、2014年3月現在使用できません。編集機能が使えるようになると、[編集]が選択できるようになります。

タブレット利用状況確認

1週間分のタブレット利用状況を確認できます。

メモ

- ・タブレット利用状況とは
体調や安否確認の入力、各種サービスを利用した時間帯を表示するものです。
電源が入っているだけの場合は、「未利用」の時間帯として表示されます。

1 「基本機能」→「タブレット利用状況確認」を選択する

The screenshot shows the Toshiba Solutions Corporation website interface. At the top, there is a header with the Toshiba logo and the company name. Below the header, there is a navigation bar with the user's name '芝浦次郎' and a '変更' (Change) button. The main content area displays the date and time '2014年3月11日9時36分' and the status '在宅中' (At Home). A table lists various health and activity data points, including '安否' (Status), '元気です' (Feeling good), '次の薬の服用時間' (Next medication time), '最新の血圧' (Latest blood pressure), '体重' (Weight), '最新の歩数' (Latest steps), and '新着異常' (New abnormalities). Each row has a '詳細情報' (Detailed information) button. On the right side, there is a 'サービス会社からのお知らせ' (Notice from service company) box. Below the main content area, there is a '基本機能' (Basic Functions) section with three columns of links. The first column contains '安否確認' (Status Confirmation) with links to '安否確認回答一覧' (List of status confirmation answers) and 'タブレット利用状況確認' (Tablet usage confirmation, which is highlighted with a red box). The second column contains '体重' (Weight) with links to '体重グラフ' (Weight graph), '体重一覧' (Weight list), and '体重入力' (Weight input). The third column contains '歩数' (Steps) with links to '歩数グラフ' (Steps graph), '歩数一覧' (Steps list), and '歩数入力' (Steps input). The fourth column contains 'アラート履歴' (Alert history) with links to 'アラート履歴一覧' (Alert history list) and 'アラート履歴詳細' (Alert history details). The bottom of the page features a 'ログアウト' (Logout) button and a copyright notice: 'Copyright (C) Toshiba Solutions Corporation 2013-2014, All Rights Reserved.'

タブレット利用状況確認画面が表示されます。

2 一覧で情報を確認する

1 週間分の利用状況が表示されます。前週分、次週分に移動して確認できます。

東芝ソリューション株式会社
 Leading Innovation >>>

お問い合わせ

芝浦次郎 様 ご利用いただきありがとうございます。 見守られ者
 芝浦太郎 様
 変更

トップ > タブレット利用状況確認
 2014年2月
 ← 前週
次週 →

日付 / 時	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2月2日(日)																								
2月3日(月)																								
2月4日(火)																								
2月5日(水)																								
2月6日(木)																								
2月7日(金)																								
2月8日(土)																								

基本機能

- 安全確認
 - 安全確認回答一覧
 - タブレット利用状況確認
- 薬の時間
 - 服用一覧
 - 服用入力
- 血圧
 - 血圧グラフ
 - 血圧一覧
 - 血圧入力
- 体重
 - 体重グラフ
 - 体重一覧
 - 体重入力
- 歩数
 - 歩数グラフ
 - 歩数一覧
 - 歩数入力
- アラート履歴
 - アラート履歴一覧
 - アラート履歴詳細
- 設定
 - 見守り条件設定
 - アドレス帳
 - アラート条件設定
 - メール宛先設定
 - TV電話宛先設定
 - 利用者情報/パスワード変更

4 薬の時間

本サービスでは、設定した時間に会員（見守られる側）に服用を促すメッセージを表示します。会員用サイトでは、このメッセージに対する会員の回答状況を確認することができます。また、回答内容を修正することもできます。

服用一覧

服用一覧には、設定されている服用時間に会員（見守られる側）が回答した内容が表示されます。[詳細情報] または「基本機能」の [服用一覧] から表示します。

- 1 トップ画面の「次の薬の服用時間」→ [詳細情報] または「基本機能」→ [服用一覧] を選択する

TOSHIBA Leading Innovation >>> 東芝ソリューション株式会社

芝浦次郎 様 ご利用いただきありがとうございます。 見守られ者 芝浦太郎 様 変更

2014年3月11日9時36分 在宅中 最新情報に更新

サービス会社からのお知らせ

項目	内容	日時	操作
安否	元気です	2月17日13時30分	詳細情報
次の薬の服用時間	昼食後	3月11日13時20分	詳細情報
最新の血圧	155/90(60)	2月25日16時3分	詳細情報
体重	88.2kg	2月20日9時26分	詳細情報
最新の歩数	9876歩	2月25日15時57分	詳細情報
新着異常	未読あり	2月25日16時3分	詳細情報

基本機能

- 安否確認
 - 安否確認回答一覧
 - タブレット利用状況確認
- 薬の時間
 - 服用一覧
 - 服用入力
- 体重
 - 体重グラフ
 - 体重一覧
 - 体重入力
- 歩数
 - 歩数グラフ
 - 歩数一覧
 - 歩数入力
- アラート履歴
 - アラート履歴一覧
 - アラート履歴詳細
- 設定
 - 見守り条件設定
 - アドレス帳
 - アラート条件設定
 - メール宛先設定
 - IV電話宛先設定
 - 利用者情報パスワード変更
- 血圧
 - 血圧グラフ
 - 血圧一覧
 - 血圧入力

ログアウト

Copyright (C) Toshiba Solutions Corporation 2013-2014, All Rights Reserved.

薬の時間履歴画面が表示されます。

2 一覧で情報を確認する

当月分の履歴が一覧表示されます。前月分、次月分に移動して確認できます。

東芝ソリューション株式会社
 Leading Innovation >>>

お問い合わせ

芝浦次郎 様 ご利用いただきありがとうございます。 見守られ者 芝浦太郎 様 [変更](#)

[トップ](#) > [薬の時間](#) > [履歴](#)

2014年2月17日19時0分
 夕食後○

←前月 次月→ [新規登録](#)

2014年2月

日付	状況	
2月17日	昼食後○ 夕食後○	編集
2月14日	昼食後✕	編集
2月6日	昼食後○	編集

←前月 次月→ [新規登録](#)

基本機能

- 安否確認
 - [安否確認回答一覧](#)
 - [タブレット利用状況確認](#)
- 薬の時間
 - [服用一覧](#)
 - [服用入力](#)
- 血圧
 - [血圧グラフ](#)
 - [血圧一覧](#)
 - [血圧入力](#)
- 体重
 - [体重グラフ](#)
 - [体重一覧](#)
 - [体重入力](#)
- 歩数
 - [歩数グラフ](#)
 - [歩数一覧](#)
 - [歩数入力](#)
- アラート履歴
 - [アラート履歴一覧](#)
 - [アラート履歴詳細](#)
- 設定
 - [見守り条件設定](#)
 - [アドレス帳](#)
 - [アラート条件設定](#)
 - [メール宛先設定](#)
 - [TV電話宛先設定](#)
 - [利用者情報パスワード変更](#)

服用入力

服用の回答を忘れたり、設定時間以外に服用した場合などに、情報を編集・入力することができます。薬の時間履歴から編集画面に移動して入力します。



- ・会員用サイトからの編集・入力機能は、2014年3月現在使用できません。編集機能が使えるようになると、[編集]、[新規登録]が選択できるようになります。

1 [新規登録] または [編集] を選択する

新規に登録する場合は、[新規登録] を選択します。



- ・新規登録は、「基本機能」の[服用入力]を選択して行うこともできます（入力機能は2014年3月現在使用できません。機能が使えるようになると、[服用入力]ボタンが選択できるようになります）。

登録されている情報を編集する場合は、該当履歴の[編集]を選択します。

TOSHIBA Leading Innovation >>> 東芝ソリューション株式会社

芝浦次郎 様 ご利用いただきありがとうございます。 見守られ番 芝浦太郎 様 変更

[トップ](#) > [薬の時間](#) > [履歴](#)

2014年2月17日19時0分
夕食後○

←前月 次月→ **⊕新規登録**

日付	状況	
2月17日	昼食後○ 夕食後○	編集
2月14日	昼食後✕	編集
2月6日	昼食後○	編集

←前月 次月→ ⊕新規登録

基本機能

- 安否確認
 - 安否確認回答一覧
 - タブレット利用状況確認
- 薬の時間
 - 服用一覧
 - 服用入力
- 血压
 - 血压グラフ
 - 血压一覧
 - 血压入力
- 体重
 - 体重グラフ
 - 体重一覧
 - 体重入力
- 歩数
 - 歩数グラフ
 - 歩数一覧
 - 歩数入力
- アラート履歴
 - アラート履歴一覧
 - アラート履歴詳細
- 設定
 - 見守り条件設定
 - アドレス帳
 - アラート条件設定
 - メール宛先設定
 - TV電話宛先設定
 - 利用者情報/パスワード変更

5 血圧

本サービスでは、会員が測定した血圧（最高／最低／脈拍）データを、Bluetooth を介して会員用のレグザタブレットから簡単に取り込み・管理することができます（本サービス指定の Bluetooth 搭載血圧計をご利用の場合）。

会員用サイトでは、それらの登録された血圧の情報を確認することができます。
また、登録内容を修正することもできます。

血圧グラフ

血圧グラフには、会員（見守られる側）が測定・登録した血圧の情報が表示されます。
[詳細情報] または「基本機能」の [血圧グラフ] から表示します。

- 1 トップ画面の「最新の血圧」→ [詳細情報] または「基本機能」→ [血圧グラフ] を選択する

TOSHIBA Leading Innovation >>> 東芝ソリューション株式会社

お問い合わせ

芝浦次郎 様 ご利用いただきありがとうございます。 見守られ者 芝浦太郎 様 変更

2014年3月11日9時36分 在宅中 最新情報に更新

サービス会社からのお知らせ

安否	元気です	2月17日13時30分	詳細情報
次の薬の服用時間	昼食後	3月11日13時20分	詳細情報
最新の血圧	155/90(60)	2月25日16時3分	詳細情報
体重	88.2kg	2月20日9時26分	詳細情報
最新の歩数	9876歩	2月25日15時57分	詳細情報
新着異常	未読あり	2月25日16時3分	詳細情報

基本機能

- 安否確認
 - 安否確認回答一覧
 - タブレット利用状況確認
- 薬の時間
 - 服用一覧
 - 服用入力
- 血圧
 - 血圧グラフ
 - 血圧一覧
 - 血圧入力
- 体重
 - 体重グラフ
 - 体重一覧
 - 体重入力
- 歩数
 - 歩数グラフ
 - 歩数一覧
 - 歩数入力
- アラート履歴
 - アラート履歴一覧
 - アラート履歴詳細
- 設定
 - 見守り条件設定
 - アドレス帳
 - アラート条件設定
 - メール宛先設定
 - IV電話宛先設定
 - 利用者情報パスワード変更

ログアウト

Copyright (C) Toshiba Solutions Corporation 2013-2014, All Rights Reserved.

血圧グラフ画面が表示されます。

2 情報を確認する

最新の登録値を含む1週間分の血圧情報がグラフ表示されます。1日に複数回測定した場合は、その日の最終データが表示されます。前週分、次週分に移動して確認できます。

また、[月表示]を選択すると、1か月分のグラフが表示されます。



血圧一覧

測定ごとの血圧情報の詳細を確認することができます。
「基本機能」の「血圧一覧」から表示します。

1 「基本機能」→「血圧一覧」を選択する

The screenshot shows the Toshiba Solutions Corporation user interface. At the top, there is a header with the Toshiba logo and the company name. Below the header, there is a navigation bar with the user's name (芝浦次郎) and a button to change the user (変更). The main content area displays the user's current status (2014年3月11日9時36分, 在宅中) and a list of recent measurements. The 'Basic Functions' (基本機能) section is visible, with the 'Blood Pressure Overview' (血圧一覧) option highlighted in a red box. Other options include 'Blood Pressure Graph' (血圧グラフ), 'Weight Overview' (体重一覧), 'Step Count Overview' (歩数一覧), and 'Alert History Overview' (アラート履歴一覧).

血圧履歴画面が表示されます。

メモ • 血圧グラフ画面の「血圧履歴」を選択しても、血圧履歴画面が表示されます。

2 一覧で情報を確認する

当月分の履歴が一覧表示されます。前月分、次月分に移動して確認できます。

東芝ソリューション株式会社
 Leading Innovation >>>

お問い合わせ

芝浦次郎 様 ご利用いただきありがとうございます。 見守られ者
 芝浦太郎 様
 変更

トップ > 血压 > 履歴

2014年2月6日12時57分
 ↑ 最高血压 **120** ↓ 最低血压 **98** ♥ 脈拍 **88**

← 前月 次月 → 新規登録

2014年2月

測定日時	血压と脈拍			
2月6日	12:57	↑ 120 ↓ 98	♥ 88	編集
2月5日	12:57	↑ 118 ↓ 99	♥ 90	編集
2月4日	12:58	↑ 123 ↓ 84	♥ 96	編集

← 前月 次月 → 新規登録

基本機能

- 安否確認
 - 安否確認回答一覧
 - タブレット利用状況確認
- 薬の時間
 - 服用一覧
 - 服用入力
- 血压
 - 血压グラフ
 - 血压一覧
 - 血压入力
- 体重
 - 体重グラフ
 - 体重一覧
 - 体重入力
- 歩数
 - 歩数グラフ
 - 歩数一覧
 - 歩数入力
- アラート履歴
 - アラート履歴一覧
 - アラート履歴詳細
- 設定
 - 見守り条件設定
 - アドレス帳
 - アラート条件設定
 - メール宛先設定
 - TV電話宛先設定
 - 利用者情報/パスワード変更

血圧入力

血圧情報の登録を忘れたり、間違った情報を登録した場合などに、情報を編集・入力することができます。

血圧履歴画面から編集画面に移動して入力します。



- ・会員用サイトからの編集・入力機能は、2014年3月現在使用できません。編集機能が使えるようになると、[編集]、[新規登録]が選択できるようになります。

1 [新規登録] または [編集] を選択する

新規に登録する場合は、[新規登録] を選択します。



- ・新規登録は、基本機能の[血圧入力]または血圧グラフ画面の[血圧入力]を選択して行うこともできます（会員用サイトからの入力機能は2014年3月現在使用できません。機能が使えるようになると、[血圧入力]が選択できるようになります）。

登録されている情報を編集する場合は、該当履歴の[編集]を選択します。

TOSHIBA 東芝ソリューション株式会社
Leading Innovation >>>

芝浦次郎 様 ご利用いただきありがとうございます。 見守られ者 芝浦太郎 様 変更

トップ > 血圧 > 履歴

2014年2月6日12時57分
↑ 最高血圧120 ↓ 最低血圧98 ❤️ 脈拍88

← 前月 次月 → 新規登録

測定日時	血圧と脈拍	
2月6日	12:57 ↑ 120 ↓ 98 ❤️ 88	編集
2月5日	12:57 ↑ 118 ↓ 99 ❤️ 90	編集
2月4日	12:58 ↑ 123 ↓ 84 ❤️ 96	編集

← 前月 次月 → 新規登録

基本機能

- 安否確認
 - 安否確認回答一覧
 - タブレット利用状況確認
- 薬の時間
 - 服用一覧
 - 服用入力
- 血圧
 - 血圧グラフ
 - 血圧一覧
 - 血圧入力
- 体重
 - 体重グラフ
 - 体重一覧
 - 体重入力
- 歩数
 - 歩数グラフ
 - 歩数一覧
 - 歩数入力
- アラート履歴
 - アラート履歴一覧
 - アラート履歴詳細
- 設定
 - 見守り条件設定
 - アドレス帳
 - アラート条件設定
 - メール宛先設定
 - TV電話宛先設定
 - 利用者情報/パスワード変更

6 体重

本サービスでは、会員が測定した体重データを、Bluetooth を介して会員用のレグザタブレットから簡単に取り込み・管理することができます（本サービス指定の Bluetooth 搭載体組成計をご利用の場合）。

会員用サイトでは、それらの登録された体重の情報を確認することができます。
また、登録内容を修正することもできます。

体重グラフ

体重グラフには、会員（見守られる側）が測定・登録した体重の情報が表示されます。
[詳細情報] または「基本機能」の [体重グラフ] から表示します。

1 トップ画面の「体重」→ [詳細情報] または「基本機能」→ [体重グラフ] を選択する

TOSHIBA 東芝ソリューション株式会社
Leading Innovation >>>

芝浦次郎 様 ご利用いただきありがとうございます。 見守られ者 芝浦太郎 様 変更

2014年3月11日9時36分 在宅中 最新情報に更新

サービス会社からのお知らせ

安否	元気です	2月17日13時30分	詳細情報
次の薬の服用時間	昼食後	3月11日13時20分	詳細情報
最新の血圧	155/90(60)	2月25日16時3分	詳細情報
体重	88.2kg	2月20日9時26分	詳細情報
最新の歩数	9876歩	2月25日15時57分	詳細情報
新着異常	未読あり	2月25日16時3分	詳細情報

基本機能

- 安否確認
 - 安否確認回答一覧
 - タブレット利用状況確認
- 薬の時間
 - 服用一覧
 - 服用入力
- 体重
 - 体重グラフ
 - 体重一覧
 - 体重入力
- 歩数
 - 歩数グラフ
 - 歩数一覧
 - 歩数入力
- アラート履歴
 - アラート履歴一覧
 - アラート履歴詳細
- 設定
 - 見守り条件設定
 - アドレス帳
 - アラート条件設定
 - メール宛先設定
 - IV電話宛先設定
 - 利用者情報パスワード変更
- 血圧
 - 血圧グラフ
 - 血圧一覧
 - 血圧入力

ログアウト

Copyright (C) Toshiba Solutions Corporation 2013-2014, All Rights Reserved.

体重グラフ画面が表示されます。

2 情報を確認する

最新登録値を含む1週間分の体重情報がグラフ表示されます。1日に複数回測定した場合は、その日の最終データが表示されます。前週分、次週分に移動して確認できます。

また、[月表示]を選択すると、1か月分のグラフが表示されます。



体重一覧

測定ごとの体重情報を確認することができます。
基本機能の「体重一覧」から表示します。

1 基本機能→「体重一覧」を選択する

The screenshot shows the Toshiba Solutions Corporation web portal. At the top, there is a header with the Toshiba logo and the company name. Below the header, there is a navigation bar with the user's name (芝浦次郎) and a button to change the user (変更). The main content area displays the user's current status (2014年3月11日9時36分, 在宅中) and a list of recent measurements. The 'Weight List' (体重一覧) option is highlighted in the 'Basic Functions' (基本機能) menu.

項目	値	日時	詳細情報
安否	元気です	2月17日13時30分	詳細情報
次の薬の服用時間	昼食後	3月11日13時20分	詳細情報
最新の血圧	155/90(60)	2月25日16時3分	詳細情報
体重	88.2kg	2月20日9時26分	詳細情報
最新の歩数	9876歩	2月25日15時57分	詳細情報
新着異常	未読あり	2月25日16時3分	詳細情報

基本機能

- 安否確認
 - 安否確認回答一覧
 - タブレット利用状況確認
- 薬の時間
 - 服用一覧
 - 服用入力
- 血圧
 - 血圧グラフ
 - 血圧一覧
 - 血圧入力
- 体重
 - 体重グラフ
 - 体重一覧**
 - 体重入力
- 歩数
 - 歩数グラフ
 - 歩数一覧
 - 歩数入力
- アラート履歴
 - アラート履歴一覧
 - アラート履歴詳細
- 設定
 - 見守り条件設定
 - アドレス帳
 - アラート条件設定
 - メール宛先設定
 - TV電話宛先設定
 - 利用者情報パスワード変更

ログアウト

Copyright (C) Toshiba Solutions Corporation 2013-2014, All Rights Reserved.

体重履歴画面が表示されます。

メモ • 体重グラフ画面の「体重履歴」を選択しても、体重履歴画面が表示されます。

2 一覧で情報を確認する

当月分の履歴が一覧表示されます。前月分、次月分に移動して確認できます。

東芝ソリューション株式会社
 Leading Innovation >>>

お問い合わせ

芝浦次郎 様 ご利用いただきありがとうございます。 見守られ者
 芝浦太郎 様
 変更

トップ > 体重 > 履歴

2014年2月5日13時1分
 体重 **54.0** kg

← 前月
 次月 →
 新規登録

2014年2月

測定日時	体重 (kg)		
2月5日	13:01	54.0	編集
2月4日	13:02	55.2	編集
2月3日	13:02	54.9	編集
2月2日	13:02	55.1	編集

← 前月
 次月 →
 新規登録

基本機能

- 安全確認
 - 安全確認回答一覧
 - タブレット利用状況確認
- 薬の時間
 - 服用一覧
 - 服用入力
- 血圧
 - 血圧グラフ
 - 血圧一覧
 - 血圧入力
- 体重
 - 体重グラフ
 - 体重一覧
 - 体重入力
- 歩数
 - 歩数グラフ
 - 歩数一覧
 - 歩数入力
- アラート履歴
 - アラート履歴一覧
 - アラート履歴詳細
- 設定
 - 見守り条件設定
 - アドレス帳
 - アラート条件設定
 - メール宛先設定
 - TV電話宛先設定
 - 利用者情報/パスワード変更

体重入力

体重情報の登録を忘れたり、間違った情報を登録した場合などに、情報を編集・入力することができます。

体重履歴画面から編集画面に移動して入力します。



- ・会員用サイトからの編集・入力機能は、2014年3月現在使用できません。編集機能が使えるようになると、[編集]、[新規登録]が選択できるようになります。

1 [新規登録] または [編集] を選択する

新規に登録する場合は、[新規登録] を選択します。



- ・新規登録は、基本機能の[体重入力]または体重グラフ画面の[体重入力]を選択して行うこともできます（会員用サイトからの入力機能は2014年3月現在使用できません。機能が使えるようになると、[体重入力]が選択できるようになります）。

登録されている情報を編集する場合は、該当履歴の[編集]を選択します。

TOSHIBA 東芝ソリューション株式会社
Leading Innovation >>>

芝浦次郎 様 ご利用いただきありがとうございます。 見守られ者 芝浦太郎 様 変更

トップ > 体重 > 履歴

2014年2月5日13時1分
体重 54.0 kg

← 前月 次月 → 新規登録

測定日時	体重 (kg)	
2月5日 13:01	54.0	編集
2月4日 13:02	55.2	編集
2月3日 13:02	54.9	編集
2月2日 13:02	55.1	編集

← 前月 次月 → 新規登録

基本機能

- 安否確認
 - 安否確認回答一覧
 - タブレット利用状況確認
- 薬の時間
 - 服用一覧
 - 服用入力
- 血圧
 - 血圧グラフ
 - 血圧一覧
 - 血圧入力
- 体重
 - 体重グラフ
 - 体重一覧
 - 体重入力
- 歩数
 - 歩数グラフ
 - 歩数一覧
 - 歩数入力
- アラート履歴
 - アラート履歴一覧
 - アラート履歴詳細
- 設定
 - 見守り条件設定
 - アドレス帳
 - アラート条件設定
 - メール宛先設定
 - IV電話宛先設定
 - 利用者情報/パスワード変更

7 歩数

本サービスでは、会員が歩数計で測定したデータを入力・管理することができます。
 会員用サイトでは、登録された歩数の情報を確認することができます。
 また、登録内容を修正することもできます。

歩数グラフ

歩数グラフには、会員（見守られる側）が測定・登録した歩数の情報が表示されます。
 「詳細情報」または「基本機能」の「歩数グラフ」から表示します。

- 1 トップ画面の「最新の歩数」→「詳細情報」または「基本機能」→「歩数グラフ」を選択する

TOSHIBA Leading Innovation >>> 東芝ソリューション株式会社

お問い合わせ

芝浦次郎 様 ご利用いただきありがとうございます。 見守られ者 芝浦太郎 様 変更

2014年3月11日9時36分 在宅中 最新情報に更新

サービス会社からのお知らせ

安否	元気です	2月17日13時30分	詳細情報
次の薬の服用時間	昼食後	3月11日13時20分	詳細情報
最新の血圧	155/90(60)	2月25日16時3分	詳細情報
体重	88.2kg	2月20日9時26分	詳細情報
最新の歩数	9876歩	2月25日15時57分	詳細情報
新着異常	未読あり	2月25日16時3分	詳細情報

基本機能

- 安否確認
 - 安否確認回答一覧
 - タブレット利用状況確認
- 薬の時間
 - 服用一覧
 - 服用入力
- 体重
 - 体重グラフ
 - 体重一覧
 - 体重入力
- 歩数
 - 歩数グラフ
 - 歩数一覧
 - 歩数入力
- アラート履歴
 - アラート履歴一覧
 - アラート履歴詳細
- 設定
 - 見守り条件設定
 - アドレス帳
 - アラート条件設定
 - メール宛先設定
 - ＩＶ電話宛先設定
 - 利用者情報パスワード変更
- 血圧
 - 血圧グラフ
 - 血圧一覧
 - 血圧入力

ログアウト

Copyright (C) Toshiba Solutions Corporation 2013-2014, All Rights Reserved.

歩数グラフ画面が表示されます。

2 情報を確認する

最新登録値を含む1週間分の歩数情報がグラフ表示されます。前週分、次週分に移動して確認できます。

また、[月表示]を選択すると、1か月分のグラフが表示されます。



歩数一覧

登録ごとの歩数情報の詳細を確認することができます。
基本機能の「歩数一覧」から表示します。

1 「基本機能」→「歩数一覧」を選択する

The screenshot shows the Toshiba Solutions Corporation user interface. At the top, there is a header with the Toshiba logo and the company name. Below the header, there is a navigation bar with the user's name '芝浦次郎' and a '変更' (Change) button. The main content area displays the user's status '2014年3月11日9時36分' and '在宅中' (At Home). A table lists various health and activity data points, including '安否' (Status), '元気です' (Feeling good), '次の薬の服用時間' (Next medication time), '昼食後' (After lunch), '最新の血圧' (Latest blood pressure), '155/90(60)', '体重' (Weight), '88.2kg', '最新の歩数' (Latest steps), '9876歩', and '新着異常' (New abnormalities), '未読あり' (Unread). Each row has a '詳細情報' (Detailed information) button. On the right, there is a 'サービス会社からのお知らせ' (Notice from service company) box. Below the main content, there is a '基本機能' (Basic Function) section with three columns of icons and links. The '歩数' (Steps) icon is highlighted with a red box, and the '歩数一覧' (Step List) link is also highlighted. Other links include '体重' (Weight), '設定' (Settings), '見守り条件設定' (Guard condition setting), 'アドレス帳' (Address book), 'アラート条件設定' (Alert condition setting), 'メール宛先設定' (Email destination setting), 'I.V.電話宛先設定' (I.V. phone destination setting), and '利用者情報パスワード変更' (User information password change). At the bottom right, there is a 'ログアウト' (Logout) button and a copyright notice: 'Copyright (C) Toshiba Solutions Corporation 2013-2014, All Rights Reserved.'

歩数履歴画面が表示されます。

メモ ▶ ・歩数グラフ画面の「歩数履歴」を選択しても、歩数履歴画面が表示されます。

2 一覧で情報を確認する

当月分の履歴が一覧表示されます。前月分、次月分に移動して確認できます。

東芝ソリューション株式会社
 Leading Innovation >>>

お問い合わせ

芝浦次郎 様 ご利用いただきありがとうございます。 見守られ者
 芝浦太郎 様
 変更

トップ > 歩数 > 履歴

2014年2月5日12時59分
 7,885 歩

2014年2月

測定日時	歩数	
2月5日 12:59 7,885		編集
2月4日 12:59 5,622		編集
2月3日 13:00 7,791		編集
2月2日 13:00 3,361		編集

前月
 次月
 新規登録

基本機能

- 安否確認
 - 安否確認回答一覧
 - タブレット利用状況確認
- 薬の時間
 - 服用一覧
 - 服用入力
- 血圧
 - 血圧グラフ
 - 血圧一覧
 - 血圧入力
- 体重
 - 体重グラフ
 - 体重一覧
 - 体重入力
- 歩数
 - 歩数グラフ
 - 歩数一覧
 - 歩数入力
- アラート履歴
 - アラート履歴一覧
 - アラート履歴詳細
- 設定
 - 見守り条件設定
 - アドレス帳
 - アラート条件設定
 - メール宛先設定
 - TV電話宛先設定
 - 利用者情報/パスワード変更

歩数入力

歩数情報の登録を忘れたり、間違った情報を登録した場合などに、情報を編集・入力することができます。

歩数履歴画面から編集画面に移動して入力します。



- ・会員用サイトからの編集・入力機能は、2014年3月現在使用できません。編集機能が使えるようになると、[編集]、[新規登録]が選択できるようになります。

1 [新規登録] または [編集] を選択する

新規に登録する場合は、[新規登録] を選択します。



- ・新規登録は、基本機能の[歩数入力]または歩数グラフ画面の[歩数入力]を選択して行うこともできます（会員用サイトからの入力機能は2014年3月現在使用できません。機能が使えるようになると、[歩数入力]が選択できるようになります）。

登録されている情報を編集する場合は、該当履歴の[編集]を選択します。

TOSHIBA 東芝ソリューション株式会社
Leading Innovation >>>

芝浦次郎 様 ご利用いただきありがとうございます。 見守られ者 芝浦太郎 様 変更

トップ > 歩数 > 履歴

2014年2月5日12時59分
7,885 歩

← 前月 次月 → 新規登録

測定日時	歩数	
2月5日 12:59	7,885	編集
2月4日 12:59	5,622	編集
2月3日 13:00	7,791	編集
2月2日 13:00	3,361	編集

← 前月 次月 → 新規登録

基本機能

- 安全確認
 - 安全確認回答一覧
 - タブレット利用状況確認
- 薬の時間
 - 服用一覧
 - 服用入力
- 血压
 - 血压グラフ
 - 血压一覧
 - 血压入力
- 体重
 - 体重グラフ
 - 体重一覧
 - 体重入力
- 歩数
 - 歩数グラフ
 - 歩数一覧
 - 歩数入力
- アラート履歴
 - アラート履歴一覧
 - アラート履歴詳細
- 設定
 - 見守り条件設定
 - アドレス帳
 - アラート条件設定
 - メール宛先設定
 - TV電話宛先設定
 - 利用者情報/パスワード変更

8 アラート履歴（新着異常）

設定している見守り条件で「異常」（一定時間以上タブレットが操作されていない、一定回数以上服用状況が登録されていない、など）と判断されると、サービスから見守り会員にアラートメールを送信します。

アラート履歴では、このアラート情報の履歴を確認することができます。

アラート履歴一覧

アラート情報の一覧を確認することができます。
「基本機能」の「アラート履歴一覧」から表示します。

1 「基本機能」→「アラート履歴一覧」を選択する

TOSHIBA 東芝ソリューション株式会社
Leading Innovation >>>

芝浦次郎 様 ご利用いただきありがとうございます。 見守られ者 芝浦太郎 様 変更

2014年3月11日9時36分 在宅中 最新情報に更新

サービス会社からのお知らせ

項目	値	日時	詳細情報
安否	元気です	2月17日13時30分	詳細情報
次の薬の服用時間	昼食後	3月11日13時20分	詳細情報
最新の血圧	155/90(60)	2月25日16時3分	詳細情報
体重	88.2kg	2月20日9時26分	詳細情報
最新の歩数	9876歩	2月25日15時57分	詳細情報
新着異常	未読あり	2月25日16時3分	詳細情報

基本機能

- 安否確認
 - 安否確認回答一覧
 - タブレット利用状況確認
- 薬の時間
 - 服用一覧
 - 服用入力
- 血圧
 - 血圧グラフ
 - 血圧一覧
 - 血圧入力
- 体重
 - 体重グラフ
 - 体重一覧
 - 体重入力
- 歩数
 - 歩数グラフ
 - 歩数一覧
 - 歩数入力
- アラート履歴
 - アラート履歴一覧**
 - アラート履歴詳細
- 設定
 - 見守り条件設定
 - アドレス帳
 - アラート条件設定
 - メール宛先設定
 - ＩＶ電話宛先設定
 - 利用者情報パスワード変更

ログアウト

Copyright (C) Toshiba Solutions Corporation 2013-2014, All Rights Reserved.

アラート履歴画面が表示されます。

2 情報を確認する

1 か月分のアラート履歴が表示されます。前月分、次月分に移動して確認できます。

東芝ソリューション株式会社
 Leading Innovation >>>

お問い合わせ

芝浦次郎 様 ご利用いただきありがとうございます。 見守られ者 芝浦太郎 様 [変更](#)

[トップ](#) > アラート履歴

2014年2月
 [←前月](#)
[次月→](#)

検知日時	検知内容	確認
2月25日	16:03 血圧 最高血圧が 150 より高い場合が 1 回続いた	詳細
	15:58 血圧 最高血圧が 150 より高い場合が 1 回続いた	詳細

[←前月](#)
[次月→](#)

基本機能

- 安否確認
 - 安否確認回答一覧
 - タブレット利用状況確認
- 薬の時間
 - 服用一覧
 - 服用入力
- 血圧
 - 血圧グラフ
 - 血圧一覧
 - 血圧入力
- 体重
 - 体重グラフ
 - 体重一覧
 - 体重入力
- 歩数
 - 歩数グラフ
 - 歩数一覧
 - 歩数入力
- アラート履歴
 - アラート履歴一覧
 - アラート履歴詳細
- 設定
 - 見守り条件設定
 - アドレス帳
 - アラート条件設定
 - メール宛先設定
 - TV電話宛先設定
 - 利用者情報/パスワード変更

アラート履歴詳細

アラート履歴の詳細を確認することができます。

詳細を選択した画面により、表示される詳細の内容が異なります。

アラート履歴画面の「詳細」またはトップ画面「新着異常」の「詳細情報」、「基本機能」の「アラート履歴詳細」から表示します。

- 1 トップ画面の「新着異常」→「詳細情報」、「基本機能」→「アラート履歴詳細」またはアラート履歴画面の「詳細」を選択する

TOSHIBA Leading Innovation >>> 東芝ソリューション株式会社

お問い合わせ

芝浦次郎 様 ご利用いただきありがとうございます。 見守られ者 芝浦太郎 様 変更

2014年3月11日9時36分 在宅中 最新情報に更新

サービス会社からのお知らせ

項目	値	時間	詳細情報
安否	元気です	2月17日13時30分	詳細情報
次の薬の服用時間	昼食後	3月11日13時20分	詳細情報
最新の血圧	155/90(60)	2月25日16時3分	詳細情報
体重	88.2kg	2月20日9時26分	詳細情報
最新の歩数	9876歩	2月25日15時57分	詳細情報
新着異常	未読あり	2月25日16時3分	詳細情報

基本機能

- 安否確認
 - 安否確認回答一覧
 - タブレット利用状況確認
- 薬の時間
 - 服用一覧
 - 服用入力
- 血圧
 - 血圧グラフ
 - 血圧一覧
 - 血圧入力
- 体重
 - 体重グラフ
 - 体重一覧
 - 体重入力
- 歩数
 - 歩数グラフ
 - 歩数一覧
 - 歩数入力
- アラート履歴
 - アラート履歴一覧
 - アラート履歴詳細
- 設定
 - 見守り条件設定
 - アドレス帳
 - アラート条件設定
 - メール宛先設定
 - IV電話宛先設定
 - 利用者情報パスワード変更

ログアウト

Copyright (C) Toshiba Solutions Corporation 2013-2014, All Rights Reserved.

アラート履歴の詳細画面が表示されます。

2 詳細情報を確認する

詳細を選択した画面により、表示される詳細の内容は以下のとおりです。

詳細を選択した画面	表示される詳細の内容
トップ画面「新着異常」の「詳細情報」	最新のアラート履歴の詳細
「基本機能」の「アラート履歴詳細」	最新のアラート履歴の詳細
アラート履歴画面の「詳細」	選択したアラート履歴の詳細

TOSHIBA Leading Innovation >>> 東芝ソリューション株式会社

お問い合わせ

芝浦次郎 様 ご利用いただきありがとうございます。 見守られ番 芝浦太郎 様 変更

トップ > アラート履歴 > 詳細表示

←前の履歴へ 次の履歴へ→

異常履歴詳細

検知日時
2014年2月25日 16時3分

種別
血圧

検知内容
最高血圧が**150**より高い場合が**1**回続いた

確認状況
未確認

確認コメント

登録（確認済にする）

メール発信

発信日時	発信先
2014年2月25日 16時3分	芝浦次郎

基本機能

- 安全確認
 - 安全確認回答一覧
 - タブレット利用状況確認
- 薬の時間
 - 服用一覧
 - 服用入力
- 血圧
 - 血圧グラフ
 - 血圧一覧
 - 血圧入力
- 体重
 - 体重グラフ
 - 体重一覧
 - 体重入力
- 歩数
 - 歩数グラフ
 - 歩数一覧
 - 歩数入力
- アラート履歴
 - アラート履歴一覧
 - アラート履歴詳細
- 設定
 - 見守り条件設定
 - アドレス帳
 - アラート条件設定
 - メール宛先設定
 - TV電話宛先設定
 - 利用者情報/パスワード変更

3 「登録（確認済にする）」を選択する

確認コメントを入力することもできます。

「登録（確認済にする）」を選択すると、トップ画面の「新着異常」に「未読あり」と表示されなくなります。また、アラート履歴画面の「確認」欄に「済」と表示されます。異常履歴詳細を閲覧しただけの場合、トップ画面、アラート履歴画面の表示は変わりません。

メモ ・ いったん「登録（確認済にする）」を選択した履歴のコメントを編集する場合は、「コメントを編集」を選択すると、入力可能な状態になります。

3. 設定機能

会員（見守られる側）の服用タイミングの設定、アラートメール送信のタイミングなど、見守りに必要な各種の設定について説明します。また、アドレス帳の作成やメール宛先設定などもここで行います。

1 見守り条件設定

安否確認、服用タイミングなど、会員（見守られる側）のタブレットにポップアップ表示する各種の見守り条件を設定します。

見守り条件一覧

設定されている見守り条件を一覧表示します。

1 「基本機能」→「見守り条件設定」を選択する

The screenshot shows the Toshiba Solutions Corporation member portal. At the top, there's a header with the Toshiba logo and '東芝ソリューション株式会社'. Below that, a navigation bar shows the user's name '芝浦次郎' and a '変更' (Change) button. The main content area displays the user's status as '在宅中' (At Home) and a timestamp '2014年3月11日9時36分'. A table lists various health and activity metrics with their latest values and timestamps, each with a '詳細情報' (Detailed Information) button. Below this table, the '基本機能' (Basic Functions) section is visible, containing three columns of menu items. The '設定' (Settings) column has '見守り条件設定' (Guard Condition Setting) highlighted with a red box. Other menu items include '安否確認' (Safety Confirmation), '薬の時間' (Medication Time), '体重' (Weight), '歩数' (Steps), 'アラート履歴' (Alert History), and 'ログアウト' (Logout). The footer contains a copyright notice: 'Copyright (C) Toshiba Solutions Corporation 2013-2014, All Rights Reserved.'

見守り条件設定画面が表示されます。

2 一覧で設定情報を確認する

現在設定されている見守り条件が一覧表示されます。

東芝ソリューション株式会社
 Leading Innovation >>>

お問い合わせ

芝浦次郎 様 ご利用いただきありがとうございます。 見守られ者 芝浦太郎 様 [変更](#)

[トップ](#) > 見守り条件設定

[新規登録](#)

NO	メッセージ種別	通知日付	通知時刻	種別	
1	安否確認	毎日	11:50		編集
2	服用	毎日	13:20	昼食後	編集
3	服用	毎日	18:00	夕食後	編集
4	服用	毎日	22:00	就寝前	編集
5	血圧	毎日	17:40		編集

基本機能

- 安否確認
 - [安否確認回答一覧](#)
 - [タブレット利用状況確認](#)
- 薬の時間
 - [服用一覧](#)
 - [服用入力](#)
- 血圧
 - [血圧グラフ](#)
 - [血圧一覧](#)
 - [血圧入力](#)
- 体重
 - [体重グラフ](#)
 - [体重一覧](#)
 - [体重入力](#)
- 歩数
 - [歩数グラフ](#)
 - [歩数一覧](#)
 - [歩数入力](#)
- アラート履歴
 - [アラート履歴一覧](#)
 - [アラート履歴詳細](#)
- 設定
 - [見守り条件設定](#)
 - [アドレス帳](#)
 - [アラート条件設定](#)
 - [メール通知設定](#)
 - [TV電話通知設定](#)
 - [利用者情報パスワード変更](#)

登録（新規／編集）

見守り条件を新規登録・編集することができます。

1 「新規登録」または「編集」を選択する

新規に登録する場合は、「新規登録」を選択します。

登録されている情報を編集する場合は、該当条件の「編集」を選択します。

TOSHIBA Leading Innovation >>> **東芝ソリューション株式会社**

芝浦次郎 様 ご利用いただきありがとうございます。 見守られ者 芝浦太郎 様 変更

[トップ](#) > 見守り条件設定

NO	メッセージ種別	通知日付	通知時刻	種別	
1	安否確認	毎日	11:50		新規登録 編集
2	服用	毎日	13:20	昼食後	編集
3	服用	毎日	18:00	夕食後	編集
4	服用	毎日	22:00	就寝前	編集
5	血圧	毎日	17:40		編集

基本機能

- 安否確認
 - 安否確認回答一覧
 - タブレット利用状況確認
- 薬の時間
 - 服用一覧
 - 服用入力
- 血圧
 - 血圧グラフ
 - 血圧一覧
 - 血圧入力
- 体重
 - 体重グラフ
 - 体重一覧
 - 体重入力
- 歩数
 - 歩数グラフ
 - 歩数一覧
 - 歩数入力
- アラート履歴
 - アラート履歴一覧
 - アラート履歴詳細
- 設定
 - 見守り条件設定
 - アドレス帳
 - アラート条件設定
 - メール宛先設定
 - TV電話宛先設定
 - 利用者情報パスワード変更

見守り条件の編集画面が表示されます。

- 2 条件を入力し、[登録]を選択する
条件を削除する場合は、[削除]を選択します。

TOSHIBA 東芝ソリューション株式会社
Leading Innovation >>>

芝浦次郎 様 ご利用いただきありがとうございます。 見守られ番 芝浦太郎 様 変更

トップ > 見守り条件設定 > 編集・削除

メッセージ種別	☒ 安否確認 ☐ 服用 ☐ 血圧 ☐ 体重 ☐ 歩数
通知日付（日付）	☒ 毎日 ☐ 毎週 (☐ 日、 ☐ 月、 ☐ 火、 ☐ 水、 ☐ 木、 ☐ 金、 ☐ 土)
通知時刻（時分）	11時 50分
種別	
安否確認メッセージ	風邪ひいていない？

削除 登録 戻る

基本機能

- 安否確認
 - 安否確認回答一覧
 - タブレット利用状況確認
- 薬の時間
 - 服用一覧
 - 服用入力
- 血圧
 - 血圧グラフ
 - 血圧一覧
 - 血圧入力
- 体重
 - 体重グラフ
 - 体重一覧
 - 体重入力
- 歩数
 - 歩数グラフ
 - 歩数一覧
 - 歩数入力
- アラート履歴
 - アラート履歴一覧
 - アラート履歴詳細
- 設定
 - 見守り条件設定
 - アドレス帳
 - アラート条件設定
 - メール宛先設定
 - TV電話宛先設定
 - 利用者情報/パスワード変更

設定条件	内容
メッセージ種別	ポップアップメッセージの種類を選択します。
通知日付（日付）	メッセージを表示させるタイミングを選択します。 「毎週」を選んだ場合は、曜日も選択します。
通知時刻（時分）	メッセージを表示させる時間を設定します。
種別	「服用」を選んだ場合、服用タイミング（食後、就寝前など）を選択します。
安否確認メッセージ	「安否確認」を選んだ場合、同時に表示するメッセージを入力します。

条件は、同じ種別で複数種類の登録ができます。
たとえば、平日は 18:00 に、土日は 20:00 に安否確認を行うなどが可能です。

メモ ・ 同じタイミングで異なるポップアップメッセージを表示させることはできません。

2 アドレス帳

会員（見守られる側）、見守り会員双方のアドレス帳を、別個に作成できます。

アドレス帳選択

編集するアドレス帳を選択します。

1 「基本機能」→「アドレス帳」を選択する

The screenshot displays the Toshiba Solutions Corporation user interface. At the top, the Toshiba logo and 'Leading Innovation >>>' are visible. The user is logged in as 'Shimizu Jiro' (見守られ者) with a 'Change' (変更) button. The date and time are '2014年3月11日9時36分' and the status is 'At Home' (在宅中). A 'Refresh Latest Information' (最新情報に更新) button is present. Below this, a table lists various health and activity metrics with their latest values and timestamps, each with a 'Details' (詳細情報) button.

項目	最新情報	詳細情報
安否 (元気です)	2月17日13時30分	詳細情報
次の薬の服用時間 (昼食後)	3月11日13時20分	詳細情報
最新の血圧 (155/90(60))	2月25日16時3分	詳細情報
体重 (88.2kg)	2月20日9時26分	詳細情報
最新の歩数 (9876歩)	2月25日15時57分	詳細情報
新着異常 (未読あり)	2月25日16時3分	詳細情報

Below the metrics, the 'Basic Functions' (基本機能) section is shown. It includes icons for 'Safety Confirmation' (安否確認), 'Medication Time' (薬の時間), 'Blood Pressure' (血圧), 'Weight' (体重), 'Steps' (歩数), and 'Alert History' (アラート履歴). The 'Settings' (設定) section is also visible, with 'Address Book' (アドレス帳) highlighted by a red box. Other settings include 'Viewing Conditions' (見守り条件設定), 'Alert Conditions' (アラート条件設定), 'Email Priority' (メール宛先設定), 'TV Phone Priority' (TV電話宛先設定), and 'User Information Password Change' (利用者情報パスワード変更). A 'Logout' (ログアウト) button is at the bottom right.

Copyright (C) Toshiba Solutions Corporation 2013-2014, All Rights Reserved.

2 編集するアドレス帳を選択する

会員用サイトにログインしている利用者（この画面では見守り会員）のアドレス帳を編集する場合は「利用者用」を選択します。


会員（見守られる側）を編集する場合は「見守られ者用」を選択します。



アドレス帳（一覧）画面が表示されます。



- ・ ログインしている人が会員（見守られる側）の場合、「利用者用」を選択すると会員（見守られる側）のアドレス帳を編集できます。また、「見守られ者用」ボタンは選択できません。



登録（新規／編集）

一覧画面からメールアドレスを新規登録、または編集します。

① [新規登録] または [編集] を選択する

新規に登録する場合は、[新規登録] を選択します。

登録されている情報を編集する場合は、該当情報の [編集] を選択します。

TOSHIBA 東芝ソリューション株式会社
Leading Innovation >>>

芝浦次郎 様 ご利用いただきありがとうございます。 見守られ者 芝浦太郎 様 変更

トップ > アドレス帳

芝浦太郎様

名前	名前(かな)	メールアドレス	
芝浦三郎	しばうらさぶろう	saburo.shibaura@test.co.jp	新規登録 編集
芝浦次郎	しばうらじろう	jiro.shibaura@test.co.jp	編集

戻る

基本機能

- 安否確認
 - 安否確認回答一覧
 - タブレット利用状況確認
- 薬の時間
 - 服用一覧
 - 服用入力
- 血圧
 - 血圧グラフ
 - 血圧一覧
 - 血圧入力
- 体重
 - 体重グラフ
 - 体重一覧
 - 体重入力
- 歩数
 - 歩数グラフ
 - 歩数一覧
 - 歩数入力
- アラート履歴
 - アラート履歴一覧
 - アラート履歴詳細
- 設定
 - 見守り条件設定
 - アドレス帳
 - アラート条件設定
 - メール宛先設定
 - TV電話宛先設定
 - 利用者情報/パスワード変更

アドレス帳（編集）画面が表示されます。

- 2 名前、メールアドレスを入力し、[保存]を選択する
情報を削除する場合は、[削除]を選択します。

東芝ソリューション株式会社
 Leading Innovation >>>

お問い合わせ

芝浦次郎 様 ご利用いただきありがとうございます。 見守られ番 芝浦太郎 様 変更

[トップ](#) > [アドレス帳](#) > [編集・削除](#)

芝浦太郎様

名前

名前(かな)

メールアドレス

削除 **保存** 戻る

基本機能

- 安否確認
 - 安否確認回答一覧
 - タブレット利用状況確認
- 薬の時間
 - 服用一覧
 - 服用入力
- 血圧
 - 血圧グラフ
 - 血圧一覧
 - 血圧入力
- 体重
 - 体重グラフ
 - 体重一覧
 - 体重入力
- 歩数
 - 歩数グラフ
 - 歩数一覧
 - 歩数入力
- アラート履歴
 - アラート履歴一覧
 - アラート履歴詳細
- 設定
 - 見守り条件設定
 - アドレス帳
 - アラート条件設定
 - メール宛先設定
 - TV電話宛先設定
 - 利用者情報/パスワード変更

3 アラート条件設定

アラート条件にそって、サービスから見守り会員にアラートメールを送信します。ここでは、アラートメール送信の条件を設定します。

アラート条件一覧

設定されているアラート条件を一覧表示します。

1 「基本機能」→「アラート条件設定」を選択する

The screenshot displays the Toshiba Solutions Corporation member portal interface. At the top, the user is logged in as 芝浦次郎 (Shimizu Jiro) with the role of 様 (Mr.). The page shows the current date and time as 2014年3月11日9時36分 and the status as 在宅中 (At Home). Below this, there is a table of recent health data including blood pressure, weight, and steps, each with a '詳細情報' (Detailed Information) button. The '基本機能' (Basic Functions) section is visible at the bottom, containing three columns of menu items. The '設定' (Settings) column has 'アラート条件設定' (Alert Condition Setting) highlighted with a red box. Other menu items include '安否確認' (Safety Confirmation), '薬の時間' (Medication Time), '体重' (Weight), '歩数' (Steps), and 'アラート履歴' (Alert History). A 'ログアウト' (Logout) button is located at the bottom right.

アラート条件設定画面が表示されます。

2 一覧で設定情報を確認する

現在設定されているアラート条件が一覧表示されます。

東芝ソリューション株式会社
 Leading Innovation >>>

お問い合わせ

芝浦次郎 様 ご利用いただきありがとうございます。 見守られ者 芝浦太郎 様 [変更](#)

[トップ](#) > アラート条件設定

[新規登録](#)

NO	種別	設定内容	
1	条件	端末 10 日以上、端末を使用していない	編集
	メール	芝浦次郎	
2	条件	服用 薬を飲まない日が 1 回以上続いた	編集
	メール	芝浦次郎	
3	条件	血圧 最高血圧が 150 より高い場合が 1 回続いた	編集
	メール	芝浦次郎	
4	条件	歩数 3 日以上測定していない	編集
	メール	芝浦次郎	

基本機能

- 安全確認
 - [安全確認回答一覧](#)
 - [タブレット利用状況確認](#)
- 薬の時間
 - [服用一覧](#)
 - [服用入力](#)
- 血圧
 - [血圧グラフ](#)
 - [血圧一覧](#)
 - [血圧入力](#)
- 体重
 - [体重グラフ](#)
 - [体重一覧](#)
 - [体重入力](#)
- 歩数
 - [歩数グラフ](#)
 - [歩数一覧](#)
 - [歩数入力](#)
- アラート履歴
 - [アラート履歴一覧](#)
 - [アラート履歴詳細](#)
- 設定
 - [見守り条件設定](#)
 - [アドレス帳](#)
 - [アラート条件設定](#)
 - [メール宛先設定](#)
 - [TV電話宛先設定](#)
 - [利用者情報パスワード変更](#)

登録（新規登録／編集）

アラート条件を新規登録・編集することができます。

① **「新規登録」または「編集」を選択する**

新規に登録する場合は、「新規登録」を選択します。

登録されている情報を編集する場合は、該当条件の「編集」を選択します。

TOSHIBA 東芝ソリューション株式会社
Leading Innovation >>>

芝浦次郎 様 ご利用いただきありがとうございます。 見守られ者 芝浦太郎 様 変更

[トップ](#) > アラート条件設定

新規登録

NO	種別	設定内容	
1	条件	端末 10日以上、端末を使用していない	編集
	メール	芝浦次郎	
2	条件	服用 薬を飲まない日が1回以上続いた	編集
	メール	芝浦次郎	
3	条件	血圧 最高血圧が150より高い場合が1回続いた	編集
	メール	芝浦次郎	
4	条件	歩数 3日以上測定していない	編集
	メール	芝浦次郎	

基本機能

- 安否確認
 - 安否確認回答一覧
 - タブレット利用状況確認
- 薬の時間
 - 服用一覧
 - 服用入力
- 血圧
 - 血圧グラフ
 - 血圧一覧
 - 血圧入力
- 体重
 - 体重グラフ
 - 体重一覧
 - 体重入力
- 歩数
 - 歩数グラフ
 - 歩数一覧
 - 歩数入力
- アラート履歴
 - アラート履歴一覧
 - アラート履歴詳細
- 設定
 - 見守り条件設定
 - アドレス帳
 - アラート条件設定
 - メール宛先設定
 - TV電話宛先設定
 - 利用者情報パスワード変更

アラート条件の編集画面が表示されます。

2 条件を入力し、[登録]を選択する

「種別」「条件」を選択し、「設定値」に値を入力します。

「メール連絡先」はアドレス帳に登録されている情報が一覧表示されます。一覧から必ず1つ以上選択します。

条件を削除する場合は、「削除」を選択します。

The screenshot shows the Toshiba mobile app interface for setting alert conditions. At the top, there's a header with the Toshiba logo and the company name '東芝ソリューション株式会社'. Below that, a navigation bar shows the user's name '芝浦次郎' and a '変更' (Change) button. The main content area is titled 'トップ > アラート条件設定 > 編集・削除'. It contains a form for setting alert conditions with fields for '種別' (Type) set to '歩数' (Steps), '条件' (Condition) set to '〇〇日以上測定していない' (Not measured for 〇〇 days or more), and three '設定値' (Setting values) fields. Below the form is a table for 'メール連絡先' (Email contacts) with columns for '名前' (Name) and '通知先メールアドレス' (Notification email address). Two contacts are listed: '芝浦三郎' (Saburo Shibaura) and '芝浦次郎' (Jiro Shibaura). The checkbox for '芝浦次郎' is checked. At the bottom, there are three buttons: '削除' (Delete), '登録' (Register), and '戻る' (Back). The '登録' button is highlighted with a red box. On the right side, there's a sidebar menu titled '基本機能' (Basic Functions) with various options like '安否確認' (Safety check), '薬の時間' (Medication time), '体重' (Weight), '歩数' (Steps), and 'アラート履歴' (Alert history).

アラート条件の設定内容は、選択する「種別」により異なります。

種別	設定内容	設定値
端末	〇〇日続けて使用していない	設定値1に日数を入力
安否確認	※	
服用	薬を飲まない日が〇〇日続いた	設定値1に日数を入力
	指定の時間に薬を〇〇回続けて飲まなかった	設定値1に回数を入力
体重	〇〇kgより重い場合が〇〇日続いた	設定値1に上限値、設定値2に日数を入力
	〇〇kgより重い場合が〇〇回続いた	設定値1に上限値、設定値2に回数を入力
	〇〇kgより軽い場合が〇〇日続いた	設定値1に下限値、設定値2に日数を入力
	〇〇kgより軽い場合が〇〇回続いた	設定値1に下限値、設定値2に回数を入力
	〇〇日続けて測定していない	設定値1に日数を入力

※安否確認はその内容に関係なく、応答のタイミングでアラートメールが送信されます。

種別	設定内容	設定値
血圧	最高血圧が〇〇より高い場合が〇〇日続いた	設定値 1 に上限値、設定値 2 に日数を入力
	最高血圧が〇〇より高い場合が〇〇回続いた	設定値 1 に上限値、設定値 2 に回数を入力
	最高血圧が〇〇より低い場合が〇〇日続いた	設定値 1 に下限値、設定値 2 に日数を入力
	最高血圧が〇〇より低い場合が〇〇回続いた	設定値 1 に下限値、設定値 2 に回数を入力
	最低血圧が〇〇より高い場合が〇〇日続いた	設定値 1 に上限値、設定値 2 に日数を入力
	最低血圧が〇〇より高い場合が〇〇回続いた	設定値 1 に上限値、設定値 2 に回数を入力
	最低血圧が〇〇より低い場合が〇〇日続いた	設定値 1 に下限値、設定値 2 に日数を入力
	最低血圧が〇〇より低い場合が〇〇回続いた	設定値 1 に下限値、設定値 2 に回数を入力
	最高血圧が〇〇より高い場合かつ最低血圧が〇〇より高い場合が〇〇日続いた	設定値 1 に上限値、設定値 2 に上限値、設定値 3 に日数を入力
	最高血圧が〇〇より高い場合かつ最低血圧が〇〇より高い場合が〇〇回続いた	設定値 1 に上限値、設定値 2 に上限値、設定値 3 に回数を入力
	最高血圧が〇〇より高い場合かつ最低血圧が〇〇より低い場合が〇〇日続いた	設定値 1 に上限値、設定値 2 に下限値、設定値 3 に日数を入力
	最高血圧が〇〇より高い場合かつ最低血圧が〇〇より低い場合が〇〇回続いた	設定値 1 に上限値、設定値 2 に下限値、設定値 3 に回数を入力
	最高血圧が〇〇より低い場合かつ最低血圧が〇〇より高い場合が〇〇日続いた	設定値 1 に下限値、設定値 2 に上限値、設定値 3 に日数を入力
	最高血圧が〇〇より低い場合かつ最低血圧が〇〇より高い場合が〇〇回続いた	設定値 1 に下限値、設定値 2 に上限値、設定値 3 に回数を入力
	最高血圧が〇〇より低い場合かつ最低血圧が〇〇より低い場合が〇〇日続いた	設定値 1 に下限値、設定値 2 に下限値、設定値 3 に日数を入力
	最高血圧が〇〇より低い場合かつ最低血圧が〇〇より低い場合が〇〇回続いた	設定値 1 に下限値、設定値 2 に下限値、設定値 3 に回数を入力
	脈拍が〇〇より多い場合が〇〇日続いた	設定値 1 に上限値、設定値 2 に日数を入力
	脈拍が〇〇より多い場合が〇〇回続いた	設定値 1 に上限値、設定値 2 に回数を入力
	脈拍が〇〇より少ない場合が〇〇日続いた	設定値 1 に下限値、設定値 2 に日数を入力
	脈拍が〇〇より少ない場合が〇〇回続いた	設定値 1 に下限値、設定値 2 に回数を入力
	〇〇日続けて測定していない	設定値 1 に日数を入力

種別	設定内容	設定値
歩数	〇〇歩より多い場合が〇〇日続いた	設定値 1 に上限値、設定値 2 に日数を入力
	〇〇歩より多い場合が〇〇回続いた	設定値 1 に上限値、設定値 2 に回数を入力
	〇〇歩より少ない場合が〇〇日続いた	設定値 1 に下限値、設定値 2 に日数を入力
	〇〇歩より少ない場合が〇〇回続いた	設定値 1 に下限値、設定値 2 に回数を入力
	〇〇日続けて測定していない	設定値 1 に日数を入力

4 メール宛先設定

会員（見守られる側）、見守り会員双方のメール宛先を、別個に作成できます。
会員のタブレット端末からメールを送ることができる相手は、ここで設定した宛先になります。

対象者選択

編集するメール宛先設定を選択します。

1 「基本機能」→「メール宛先設定」を選択する

The screenshot displays the Toshiba Solutions Corporation user interface. At the top, the Toshiba logo and company name are visible. Below the header, there is a navigation bar with the user's name '芝浦次郎' and a '変更' (Change) button. The main content area shows a dashboard with various health and activity metrics, including '安否' (Status), '元気です' (Feeling good), '最新の血圧' (Latest blood pressure), '体重' (Weight), '最新の歩数' (Latest steps), and '新着異常' (New abnormalities). Each metric has a corresponding '詳細情報' (Detailed information) button. On the right side, there is a 'サービス会社からのお知らせ' (Notice from service company) section. Below the dashboard, the '基本機能' (Basic Functions) menu is displayed, featuring icons for '安否確認' (Status check), '薬の時間' (Medication time), '体重' (Weight), '歩数' (Steps), '血圧' (Blood pressure), and 'アラート履歴' (Alert history). The '設定' (Settings) option is highlighted with a red box, and its sub-menu includes '見守り条件設定' (Monitoring condition setting), 'アドレス帳' (Address book), 'アラート条件設定' (Alert condition setting), 'メール宛先設定' (Email destination setting), 'TV電話宛先設定' (TV phone destination setting), and '利用者情報パスワード変更' (Change user information password). The bottom of the screen shows a 'ログアウト' (Logout) button and a copyright notice: 'Copyright (C) Toshiba Solutions Corporation 2013-2014, All Rights Reserved.'

2 編集するメール宛先を選択する

会員用サイトにログインしている利用者（この画面では見守り会員）のメール宛先を編集する場合は「利用者用」を選択します。

会員（見守られる側）を編集する場合は「見守られ者用」を選択します。

TOSHIBA Leading Innovation >>> 東芝ソリューション株式会社

芝浦次郎 様 ご利用いただきありがとうございます。 見守られ者 芝浦太郎 様 変更

[トップ](#) > メール宛先設定

利用者用 見守られ者用

基本機能

- 安否確認
 - 安否確認回答一覧
 - タブレット利用状況確認
- 薬の時間
 - 服用一覧
 - 服用入力
- 血圧
 - 血圧グラフ
 - 血圧一覧
 - 血圧入力
- 体重
 - 体重グラフ
 - 体重一覧
 - 体重入力
- 歩数
 - 歩数グラフ
 - 歩数一覧
 - 歩数入力
- アラート履歴
 - アラート履歴一覧
 - アラート履歴詳細
- 設定
 - 見守り条件設定
 - アドレス帳
 - アラート条件設定
 - メール宛先設定
 - TV電話宛先設定
 - 利用者情報/パスワード変更

メール宛先編集画面が表示されます。

メモ

- ・ ログインしている人が会員（見守られる側）の場合、「利用者用」を選択すると会員（見守られる側）のメール宛先を編集できます。また、「見守られ者用」ボタンは選択できません。

TOSHIBA Leading Innovation >>> 東芝ソリューション株式会社

芝浦太郎 様 ご利用いただきありがとうございます。 見守られ者 芝浦太郎 様 変更

[トップ](#) > メール宛先設定

利用者用 見守られ者用

登録

メール宛先は、3 人分のメールアドレスが登録できます。

① 宛先のリストから登録したいアドレスを選択する

リストには、アドレス帳に登録されている名前が表示されます。
リストの一番上の空白を選択すると、その宛先欄は空欄になります。

TOSHIBA 東芝ソリューション株式会社
Leading Innovation >>>

芝浦次郎 様 ご利用いただきありがとうございます。 見守られ者 芝浦太郎 様 変更

[トップ](#) > メール宛先設定 > 編集・削除

芝浦太郎様

メール宛先 1・名前	芝浦次郎
メール宛先 2・名前	芝浦三郎
メール宛先 3・名前	芝浦三郎 芝浦次郎

基本機能

- 安否確認
 - 安否確認回答一覧
 - タブレット利用状況確認
- 薬の時間
 - 服用一覧
 - 服用入力
- 血圧
 - 血圧グラフ
 - 血圧一覧
 - 血圧入力
- 体重
 - 体重グラフ
 - 体重一覧
 - 体重入力
- 歩数
 - 歩数グラフ
 - 歩数一覧
 - 歩数入力
- アラート履歴
 - アラート履歴一覧
 - アラート履歴詳細
- 設定
 - 見守り条件設定
 - アドレス帳
 - アラート条件設定
 - メール宛先設定
 - TV電話宛先設定
 - 利用者情報/パスワード変更

② [保存] を選択する

5 TV電話の宛先設定

会員（見守られる側）、見守り会員双方のTV電話宛先を、別個に作成できます。
会員のタブレット端末からTV電話で通話できる相手は、ここで設定した宛先になります。
TV電話の宛先は、3人まで登録することができます。

対象者選択

編集するTV電話宛先設定を選択します。

1 「基本機能」→「TV電話宛先設定」を選択する

The screenshot shows the Toshiba TV Phone web interface. At the top, it displays the user's name '芝浦次郎' (Shimizu Jiro) and a 'Change' button. Below this, a status bar shows the date and time '2014年3月11日9時36分' and the location '在宅中' (At Home). A table of recent health data is visible, including status, meal times, blood pressure, weight, steps, and abnormal readings, each with a '詳細情報' (Detailed Information) button. The '基本機能' (Basic Functions) menu is shown at the bottom, with categories like 'Safety Confirmation', 'Medication Time', 'Blood Pressure', 'Weight', 'Steps', and 'Alert History'. The '設定' (Settings) category is expanded, and 'TV電話宛先設定' (TV Phone Destination Setting) is highlighted with a red box. Other settings include '見守り条件設定' (Monitoring Conditions), 'アドレス帳' (Address Book), 'アラート条件設定' (Alert Conditions), 'メール宛先設定' (Email Destination Setting), and '利用者情報パスワード変更' (Change User Information Password). A 'ログアウト' (Logout) button is in the bottom right corner.

TOSHIBA 東芝ソリューション株式会社
Leading Innovation >>>

芝浦次郎 様 ご利用いただきありがとうございます。 見守られ者 芝浦太郎 様 変更

2014年3月11日9時36分 在宅中 最新情報に更新

サービス会社からのお知らせ

安否	元気です	2月17日13時30分	詳細情報
次の薬の服用時間	昼食後	3月11日13時20分	詳細情報
最新の血圧	155/90(60)	2月25日16時3分	詳細情報
体重	88.2kg	2月20日9時26分	詳細情報
最新の歩数	9876歩	2月25日15時57分	詳細情報
新着異常	未読あり	2月25日16時3分	詳細情報

基本機能

- 安否確認
 - 安否確認回答一覧
 - タブレット利用状況確認
- 薬の時間
 - 服用一覧
 - 服用入力
- 血圧
 - 血圧グラフ
 - 血圧一覧
 - 血圧入力
- 体重
 - 体重グラフ
 - 体重一覧
 - 体重入力
- 歩数
 - 歩数グラフ
 - 歩数一覧
 - 歩数入力
- アラート履歴
 - アラート履歴一覧
 - アラート履歴詳細
- 設定
 - 見守り条件設定
 - アドレス帳
 - アラート条件設定
 - メール宛先設定
 - TV電話宛先設定**
 - 利用者情報パスワード変更

ログアウト

Copyright (C) Toshiba Solutions Corporation 2013-2014, All Rights Reserved.

2 編集するTV電話宛先設定を選択する

会員用サイトにログインしている利用者（この画面では見守り会員）のTV電話宛先を編集する場合は「利用者用」を選択します。

会員（見守られる側）を編集する場合は「見守られ者用」を選択します。

The screenshot shows the Toshiba Leading Innovation website interface. At the top, the user is logged in as 'Shimizu Jiro' (見守られ者). The main content area displays the 'TV電話宛先設定' (TV Phone Number Setting) page. Two buttons are visible: '利用者用' (User) and '見守られ者用' (Guarded). The '利用者用' button is highlighted with a red rectangular box. On the right sidebar, under '基本機能' (Basic Functions), there are links for various settings including '見守り条件設定' (Guarding Conditions Setting), 'アドレス帳' (Address Book), 'アラート条件設定' (Alert Conditions Setting), 'メール宛先設定' (Email Destination Setting), 'TV電話宛先設定' (TV Phone Number Setting), and '利用者情報/パスワード変更' (User Information/Password Change).

TV電話の宛先編集画面が表示されます。



- ・ログインしている人が会員（見守られる側）の場合、「利用者用」を選択すると会員（見守られる側）のTV電話の宛先を編集できます。また、「見守られ者用」ボタンは選択できません。

This screenshot shows the same page as above, but with the '利用者用' (User) button selected. The '見守られ者用' (Guarded) button is now disabled (grayed out). The rest of the page layout and sidebar are identical to the previous screenshot.

登録



- ・登録できるのは、本サービスのタブレット端末（レグザタブレット）を使用している会員または見守り会員です。

1 宛先のリストから登録したい相手を選択する

リストの一番上の空白を選択すると、その宛先欄は空欄になります。

TOSHIBA 東芝ソリューション株式会社
Leading Innovation >>>

芝浦次郎 様 ご利用いただきありがとうございます。 見守られ者 芝浦太郎 様 変更

トップ > TV電話宛先設定 > 編集

芝浦次郎様

宛先1・名前	芝浦太郎
宛先2・名前	
宛先3・名前	芝浦太郎

基本機能

- 安全確認
 - 安全確認回答一覧
 - タブレット利用状況確認
- 薬の時間
 - 服用一覧
 - 服用入力
- 血圧
 - 血圧グラフ
 - 血圧一覧
 - 血圧入力
- 体重
 - 体重グラフ
 - 体重一覧
 - 体重入力
- 歩数
 - 歩数グラフ
 - 歩数一覧
 - 歩数入力
- アラート履歴
 - アラート履歴一覧
 - アラート履歴詳細
- 設定
 - 見守り条件設定
 - アドレス帳
 - アラート条件設定
 - メール宛先設定
 - TV電話宛先設定
 - 利用者情報/パスワード変更

2 「保存」を選択する

6 利用者情報パスワード変更

会員用サイトにログインしている会員・見守り会員のパスワードを変更することができます。

編集

1 「基本機能」→「利用者情報パスワード変更」を選択する

The screenshot shows the Toshiba Solutions Corporation member portal. At the top, the user is logged in as 芝浦次郎 (Shimizu Jiro) with the role of 見守られ者 (Guarded Person). The date and time are 2014年3月11日9時36分, and the location is 在宅中 (At Home). The page displays various health and activity data points with '詳細情報' (Detailed Information) links. Below this, the '基本機能' (Basic Functions) menu is shown, with '利用者情報パスワード変更' (Change User Information Password) highlighted under the '設定' (Settings) category. Other categories include '安否確認' (Safety Confirmation), '薬の時間' (Medication Time), '体重' (Weight), '歩数' (Steps), and 'アラート履歴' (Alert History).

TOSHIBA Leading Innovation >>> 東芝ソリューション株式会社

芝浦次郎 様 ご利用いただきありがとうございます。 見守られ者 芝浦太郎 様 変更

2014年3月11日9時36分 在宅中 最新情報に更新

サービス会社からのお知らせ

安否	元気です	2月17日13時30分	詳細情報
次の薬の服用時間	昼食後	3月11日13時20分	詳細情報
最新の血圧	155/90(60)	2月25日16時3分	詳細情報
体重	88.2kg	2月20日9時26分	詳細情報
最新の歩数	9876歩	2月25日15時57分	詳細情報
新着異常	未読あり	2月25日16時3分	詳細情報

基本機能

- 安否確認**
 - 安否確認回答一覧
 - タブレット利用状況確認
- 薬の時間**
 - 服用一覧
 - 服用入力
- 体重**
 - 体重グラフ
 - 体重一覧
 - 体重入力
- 歩数**
 - 歩数グラフ
 - 歩数一覧
 - 歩数入力
- アラート履歴**
 - アラート履歴一覧
 - アラート履歴詳細
- 設定**
 - 見守り条件設定
 - アドレス帳
 - アラート条件設定
 - メール宛先設定
 - TV電話宛先設定
 - 利用者情報パスワード変更**
- 血圧**
 - 血圧グラフ
 - 血圧一覧
 - 血圧入力

ログアウト

Copyright (C) Toshiba Solutions Corporation 2013-2014, All Rights Reserved.

利用者パスワード変更画面が表示されます。

- 2 現行パスワード、新しいパスワードを入力し、[保存]を選択する
 パスワードは以下の条件をすべて満たすものを設定してください。
- ・ 8 文字以上
 - ・ 英字と数字が混在している

TOSHIBA 東芝ソリューション株式会社
 Leading Innovation >>>

芝浦次郎 様 ご利用いただきありがとうございます。 見守られ者 芝浦太郎 様 [変更](#)

[トップ](#) > 利用者情報パスワード変更

現行パスワード

新パスワード

新パスワード(再入力)

[保存](#)

新パスワードの注意事項

- ・ 8 文字以上であること
- ・ 英字と数字が使われていること

基本機能

- 安否確認
 - ・ [安否確認回答一覧](#)
 - ・ [タブレット利用状況確認](#)
- 薬の時間
 - ・ [服用一覧](#)
 - ・ [服用入力](#)
- 血圧
 - ・ [血圧グラフ](#)
 - ・ [血圧一覧](#)
 - ・ [血圧入力](#)
- 体重
 - ・ [体重グラフ](#)
 - ・ [体重一覧](#)
 - ・ [体重入力](#)
- 歩数
 - ・ [歩数グラフ](#)
 - ・ [歩数一覧](#)
 - ・ [歩数入力](#)
- アラート履歴
 - ・ [アラート履歴一覧](#)
 - ・ [アラート履歴詳細](#)
- 設定
 - ・ [見守り条件設定](#)
 - ・ [アドレス帳](#)
 - ・ [アラート条件設定](#)
 - ・ [メール宛先設定](#)
 - ・ [TV電話宛先設定](#)
 - ・ [利用者情報パスワード変更](#)

4. 付録

1 こんなときは

ソフトウェア／サイトのバージョンアップについて

会員用サイトの一部機能は準備中のため、選択しても動かない（画面が変わらない等）ものがあります。

The screenshot shows the Toshiba member site interface. At the top, there's a header with the Toshiba logo and '東芝ソリューション株式会社'. Below that, a navigation bar shows the user's name '芝浦次郎' and a '変更' (Change) button. The main content area is titled 'トップ > 薬の時間 > 履歴' (Top > Medication Time > History). It displays a date '2014年2月17日19時0分' and a status '夕食後○'. Below this is a table with columns '日付' (Date) and '状況' (Status). The table lists three entries: 2月17日 (Evening meal after ○), 2月14日 (Evening meal after ✕), and 2月6日 (Evening meal after ○). Each entry has an '編集' (Edit) button next to it. To the right of the table is a sidebar titled '基本機能' (Basic Functions) with various links like '安否確認' (Safety Confirmation), '薬の時間' (Medication Time), '歩数' (Steps), etc. A red box highlights the '歩数入力' (Step Input) link in the sidebar. An arrow points from this box to the caption below.

準備中機能の例

これらの機能を含め、会員用サイトは、サービスの拡充にあわせて随時バージョンアップを実施します。バージョンアップに関しては、トップ画面の「サービス会社からのお知らせ」への掲載や、会員へのメール等でお知らせします。

入会時に携帯電話・スマートフォンのメールアドレスを登録された場合は、あらかじめ迷惑メール設定で次のアドレスを「受信可」の状態にしてください。

info.834386@center.webcoms.jp

※設定方法はご利用の機器、携帯電話会社の方式により異なります。

ヘルスケアサービス受付窓口

営業時間：9：00～17：00（月曜～金曜）
（土日祝日及び年末年始等当社休業日を除く）

◎一般回線からのご利用は



フリーダイヤル

0120-8343-86（やさしさハロー）

◎携帯電話・PHS・一部のIP電話などからのご利用は



ナビダイヤル（通話料：有料）

0570-06-4480

◎Webからのお問い合わせは

http://www.toshiba-sol.co.jp/industry/otona/index_j.htm

東芝ソリューション株式会社

ヘルスケアIT事業統括部

〒105-6691 東京都港区芝浦 1-1-1（東芝ビルディング）

© 2013-2014 Toshiba Solutions Corporation

本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。

2014年3月

管理番号 JWM13-0021